

目录

一、 系统使用向导	3
1.1 进入系统.....	3
1.2 主页面功能详解	3
1.2.1 主页面整体布局介绍.....	3
1.2.2 主页面区域说明	4
二、 基本功能和使用流程	4
2.1 采购合同信息录入.....	4
2.2 采购合同文件上传.....	5
2.3 维修合同信息录入.....	6
2.4 维修合同文件上传.....	7
2.5 医疗设备信息录入.....	8
2.5.1 批量导入医疗设备	8
2.5.2 单个录入医疗设备	9
2.6 设备采购与到货验收	10
2.6.1 设备采购	10
2.6.2 设备到货验收.....	11
2.7 设置设备保养计划.....	12

2.7.1 批量设置保养计划	12
2.7.2 单个设置保养计划	13
2.8 设置设备巡检计划	15
2.8.1 批量设置巡检计划	15
2.8.2 单个设置巡检计划	16
2.9 设置设备强检计划	17
2.10 设置设备校正计划	18
2.11 设备报修	18
2.11.1 手机端报修	18
2.11.2 Web 端报修	20
2.12 设备报修处理	21
2.12.1 手机端处理报修	21
2.12.2 Web 端处理报修	22
2.13 派工维修过程记录	22
2.13.1 派工手机端记录维修	22
2.13.2 派工 Web 端记录维修	23
2.14 维修详情时间轴展示	27
2.15 维修确认和评价	27

一、系统使用向导

1.1 进入系统

输入框中输入分配的用户名和密码。




The image shows a login form titled "登录" (Login) with the subtitle "输入账号登录" (Enter account to login). It contains two input fields: "请输入帐号" (Please enter account) and "密码" (Password). A green button labeled "登录" (Login) is at the bottom. A green callout bubble with the text "输入用户名和密码" (Enter username and password) points to the input fields.

1.2 主页面功能详解

1.2.1 主页面整体布局介绍

登陆成功后，系统的主页面如下：



1.2.2 主页面区域说明


页面左边显示的信息有：登录账号、系统的功能区，页面右边显示提醒信息和动态。

- 信息展示区：医疗设备最新动态
- 重要提醒区：维修、保养、巡检、强检、矫正、维修合同
- 统计区：维修信息、资产信息统计

二、基本功能和使用流程

2.1 采购合同信息录入

【合同管理-采购合同】点击左侧加号：



如果该合同里的设备已经在系统里，点击【已采购】

如果该合同里的设备没有在系统里，点击【新采购】

按页面提示填写合同内容，添加合同资产信息。

2.2 采购合同文件上传

【合同管理-采购合同】点击详情中的【上传文件】：



选择文件类型，并上传采购合同文件。



2.3 维修合同信息录入

【合同管理-维修合同】点击左侧加号：

按页面提示填写维修合同内容，添加合同资产信息。


2.4 维修合同文件上传

点击【上传文件】，选择文件类型-设备维修合同，添加维修合同文件。

2.5 医疗设备信息录入

2.5.1 批量导入医疗设备


【资产管理-医疗设备】，点击右侧【导入】：



#	操作	资产编号	资产名称	所属科室	序列号	资产型号	品牌	资产门类
1		S20020136	150KG电子秤	血透		EDI 370 TCS-150F		45629901人体秤
2		S20060023	16排多层螺旋CT...	放射科	Q/MKE 015-2002	Lightspeed 16		4531030216排多...
3		S20110043	24/48小时动态...	心电图	290.08249	BR-102 plus		45221402动态血...
4		S20110044	24/48小时动态...	心电图	290.0825	BR-102 plus		45221402动态血...
5		S20110045	24/48小时动态...	心电图	290.08251	BR-102 plus		45221402动态血...
6		S20110010	24小时全信息动...	心电图	SA209481365GA	MARS		45220104动态心...
7		S20130127	3B bone like 脊...	科教科		1000157		45910102医疗教...
8		S20130184	3B bone like 脊...	科教科		1000157		45910102医疗教...
9		S20130126	3B bone like 系...	科教科		1000064		45910102医疗教...

点击【浏览】，选择整理好的医疗设备文件，

点击【上传】，将医疗设备批量导入。




2.5.2 单个录入医疗设备


【资产管理-医疗设备】，点击左侧【新增】：



录入单个设备相关的基本信息，质控信息，财务信息。



点击【上传文件】，上传设备图片和相关 PDF 文件



2.6 设备采购与到货验收

2.6.1 设备采购

【资产管理-采购】，点击左侧【+】，选择采购合同。



选择采购资产，并填写采购数量。



创建采购单：

Gable嘉禧医云 Beta

管理员
医院管理员

系统管理
合同管理
资产管理
医疗设备
小设备
其它资产
车辆
采购
到货验收
调拨
借用
报废

资产管理 · 采购单

3/3 编辑采购单

采购信息

采购单号
CW20170412

采购时间
2017-04-12

备注

资产信息

#	操作	资产名称	资产型号	品牌	价格	合同数量	已采购数量	采购数量	资产数量	合同编号
1		医疗设备321	热13132		20,000.00	3	2	1	1	20170313020

上一步

取消 保存

2.6.2 设备到货验收

【资产管理-到货验收】，点击左侧【新增到货】，选择采购单。

Gable嘉禧医云 Beta

管理员
医院管理员

系统管理
合同管理
资产管理
医疗设备
小设备
其它资产
车辆
采购
到货验收

资产管理 · 到货

+

1/3 选择采购单

采购单号

搜索

#	操作	采购单号	合同编号	采购金额	采购时间	操作
1	验收	CW20170412	20170313020	20,000.00	2017-04-12	选择
2	验收	cg1490061894905	20170321	373.50	2017-03-20	选择
3	验收	cg1489397294640	20170313020	40,000.00	2017-03-15	选择

1 跳转

每页显示20条，共计3条

#	操作	到货日期	资产名称	资产型号	资产编号	资产数量	已安装数量
1	验收						1
2	验收						1
3	验收						1
4	验收						1
5	验收						1
6	验收						1
7	验收						1
8	验收	2017-03-13	CT001	ct	201710185	1	1

选择到货资产，填写到货时间：

2/3 选择到货资产

#	操作	资产名称	资产型号	品牌	资产数量	资产编号	收货数量
1	验收	医疗设备321	热13132		1	201710388	1

返回

取消 确定

#	操作	到货日期	资产名称	资产型号	资产编号	资产数量	已安装数量
1	验收						1
2	验收						1
3	验收						1
4	验收						1
5	验收						1



点击【验收安装】，并补全资产信息。

#	操作	到货日期	资产名称	资产型号	资产编号	资产数量	已安装数量	采购单号
1	验收安装	2017-04-12	医疗设备321	热13132	201710388	1	0	CW20170412

Gable嘉禧医云 Beta

资产信息补全

基本信息

合同编号	20170313020	采购单号	CW20170412
资产名称*	医疗设备321	资产型号*	热13132
资产编号	201710388	档案编号	
设备状态	请选择	财务编号	
所在院区	请选择	使用科室	请选择
存放地点		所属科室*	请选择
资产门类		68分类一级	请选择
68分类二级	请选择	品牌	
规格		序列号	

采购单号: CW20170412, cg1489390503347, cg1489390503347, cg1489390883954, cg1489390883954, 1244, cg1489392529216, cg1489392529216, cg1489392529216

2.7 设置设备保养计划

2.7.1 批量设置保养计划

批量选中需要设置保养计划的设备，

点击左侧【设置保养时间】：



添加保养周期、保养次数、下次保养时间：




2.7.2 单个设置保养计划

1) 选中单个设备，点击【设置保养时间】，设置保养计划。



2) 【编辑医疗设备】，设置保养计划。



3) 【合同管理-维修合同-编辑资产信息】，设置保养计划。




2.8 设置设备巡检计划

2.8.1 批量设置巡检计划

批量选中需要设置巡检计划的设备，

点击左侧【设置巡检周期】：



设置巡检周期、巡检周期单位：




设置下次巡检日期：



2.8.2 单个设置巡检计划

1) 选中单个设备，点击【设置巡检周期】，设置巡检周期。



2) 【编辑医疗设备】，设置巡检周期。

点击【设置巡检日期】，设置下次巡检日期。

2.9 设置设备强检计划

【编辑医疗设备】，设置下次强检日期、强检周期。

Gable嘉禧医云 Beta

管理员 医院管理员

系统管理

合同管理

资产管理

医疗设备

小设备

其它资产

车辆

采购

到货验收

调拨

借用

编辑医疗设备

基本信息

质控信息

下次保养日期: 2017-04-13 保养周期(月): 3

下次强检日期: 2017-04-30 强检周期(月): 3

下次校正日期: yyyy-mm-dd 校正周期(月):

巡检周期: 2 巡检周期单位: 月

财务信息

取消 保存

2.10 设置设备校正计划

【编辑医疗设备】，设置下次校正日期、校正周期。

Gable嘉禧医云 Beta

管理员 医院管理员

系统管理

合同管理

资产管理

医疗设备

小设备

其它资产

车辆

采购

到货验收

调拨

借用

编辑医疗设备

基本信息

质控信息

下次保养日期: 2017-04-13 保养周期(月): 3

下次强检日期: 2017-04-30 强检周期(月): 12

下次校正日期: 2017-05-31 校正周期(月): 12

巡检周期: 2 巡检周期单位: 月

财务信息

取消 保存

2.11 设备报修

2.11.1 手机端报修

1) 如何扫码报修？

【维修管理-维修】,点击右上角【+】

选择【扫二维码】



【维修管理-维修】, 点击右上角【+】

选择【设备搜索】:




2) 如何根据 SN、二维码报修？

选择故障时间，选择设备状态，填写故障描述，上传故障图片。



2.11.2 Web 端报修

【运维管理-维修】，点击左侧【报修】



选择需要报修的设备：



选择故障时间，选择设备状态，填写故障描述，上传故障图片。



2.12 设备报修处理

2.12.1 手机端处理报修

设备科对【已报修】的设备，进行报修处理

选择【院内维修】或【维修商维修】，并选择维修商。



2.12.2 Web 端处理报修

设备科对【已报修】的设备，进行报修处理

选择【院内维修】或【维修商维修】，并选择维修商。



2.13 派工维修过程记录

2.13.1 派工手机端记录维修

【维修派工-已指派-派工详情】，点击右下角【+】；

选择【现场解决】或【电话解决】；

【现场解决】：填写预计上门时间、到场时间、设备状态等

点击【离场】：填写离场时间、设备状态、故障描述、维修内容等；

点击【结束维修】：结束本次维修；


点击【备件管理】：添加备件信息；

点击【上传工单】：上传维修工单。



2.13.2 派工 Web 端记录维修


【已指派】的维修商工程师，选择维修处理




选择【电话解决】或【现场解决】




【现场解决】：填写预计上门时间、到场时间、离场时间、到场状态、离场状态、维修内容、故障描述、有无外援等。




工程师维修完，点击【结束维修】



点击【上传】，上传维修工单文件。



维修完后，点击【关闭派工】



2.14 维修详情时间轴展示

点击【维修详情-时间轴】：



2.15 维修确认和评价

科室对维修完的设备，点击【维修确认】



已修复的设备，选择【已修复】；未修复的设备，选择【未修复】



点击【评价】，对派工进行评价：

运维管理									
#	操作			评价	报修时间	科室	设备名称	资产编号	型号
1					2017-01-18 14:41	B超	超声诊断系统	S20100023	MyLab 60
2					2017-02-16 15:58	血透	医用电子血压计	S20120116	HEM-907
3					2017-01-13 11:08	产房	产科中央监护网络系统 (1-12)	S20070007	SRF618S+SRFB5

Gable嘉确医云 Beta

设备科

设备科

运维管理

维修

保养

巡检

强检

运维管理

派工评价

#	操作	维修方式	维修商	备注	评分	评价
1		维修商维修	上海拓美信息科技有限公司			

评价

评分

非常好(5分)

评价

取消

保存